



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

MoliNea Textil

Flergångsunderlägg



MoliNea Textil är ett tvättbart hygienunderlägg som användas som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.

Underlägget har en hög absorptionsförmåga och skyddar mot återvätning. Den sträva undersidan gör att underlägget ligger kvar på sin plats.

Material

Ytskikt: 100% polyester

Abs.skikt: Non-woven av polyester och viskos

Spärrskikt: Polyuretan överdraget med 100% polyester

MoliNea Textil är fri från PVC.

Tvättanvisning

MoliNea Textil kan tvättas upp till 300 gånger i 95°C och tål torktumling.

Inkontinensprodukter från HARTMANN är 100% latexfria.

Sortiment	Art.nr.	Vikt	Mått	Avd.förp.
MoliNea Textil 75x85	155 801	360 gr	75x85 cm	10 st
MoliNea Textil 85x90	155 802	400 gr	85x90 cm	10 st
MoliNea Textil 75x85	885 801	360 gr	75x85 cm	3 st
MoliNea Textil 85x90	885 802	400 gr	85x90 cm	3 st
	Med bäddflikar 2x50 cm			
MoliNea Textil 75x85	155 805	455 gr	75x85 cm	10 st
MoliNea Textil 75x85	885 805	455 gr	75x85 cm	3 st