



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

## MoliNea plus D

Hygienunderlägg



MoliNea plus D hygienunderlägg är avsett att användas där risk för läckage finns.

### Absorptionskärna

Absorptionskärnan av cellulosafluff absorberar vätskan snabbt.

### Spärrskikt

Det undre spärrskiktet av plast är antiglidbehandlat och skyddar bädd och sits mot genomvättning. Underlaget är förslutet runt alla fyra kanter för att vätska ej ska tränga ut.

### Ytskikt

Heltäckande ytskikt av non-woven som även täcker plastkanten förhindrar att huden kommer i kontakt med spärrskiktet av plast.

Inkontinensprodukter från HARTMANN är 100% latexfria.

Sortiment	Art.nr.	Storlek	Avd.förp.
MoliNea plus D	160 892	20 x 60 cm	4x50 st