




HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Kateterklämma

Förslutning av katetrar och slangar



Kateterklämma avsedd för förslutning av katetrar och slangar. Kateterklämman är öppnings- och stängningsbar samt tål autoklavering.

Material
Polyacetal

Sortiment	Art.nr.	Mått	Färg	Avd.förp.
Kateterklämma	11 730	16x60 mm	Blå	200 st
Kateterklämma	05110	16x60 mm	Blå	2 000 st