



Leggyfix®

Benfixering



Fixering

Säker fixering av både urin- och dränagepåsar. Enkel att använda för öppna såväl som slutna påsar.

Passform

Passar både för vänster och höger ben.

Storleksmarkering

De färgade trådarna visar produktens storlek.

Elastiskt material

Materialet av mjukt elastiskt garn ger hög elasticitet och gör så att produkten anpassar sig väl efter benets former.

Leggyfix är bekväm att bära och ger säker fixering av alla typer av urinuppsamlingspåsar, slutna såväl som tömbara. Kan även användas för fixering av dränagepåsar. Leggyfix finns i fyra storlekar varav small är särskilt lämpad att användas till underbenet.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

62,0 % Polyester
37,7 % Elastan
0,3 % Polyamid
Latexfri

Tvättanvisning:

Kan tvättas i 60°C.



Sortiment	Art.nr.	Benomfång	Färgkod	Förp.
Small	880 048	33-45 cm	Gul	10 st
Medium	880 049	50-60 cm	Röd	10 st
Large	880 050	60-75 cm	Blå	10 st
X-large	880 051	70-85 cm	Brun	10 st

Fördelar:

Mjukt elastiskt material

Passar till alla förekommande
urinpåsar

Kan användas på både höger
och vänster ben