



# MoliMed®

## Skydd vid liten till medelstor inkontinens

### Air Active / Textilkomfort

Spärrskikt av microperforerad plast som andas ger bästa hudkomfort. Det textila ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.

### Skumelastik i grenen

Skumelastiken i grenpartiet är mjuk mot huden och skålformar skyddet för bättre passform och minskad risk för läckage.

### WhiteDry Zone

WhiteDry Zone leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

### Individuellt förpackade

Skydden är individuellt förpackade\* för diskret och hygienisk hantering.

\* Gäller endast micro light, micro & mini

### Säker fixering

Självhäftande tejp håller skyddet på plats för säker fixering.



### HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

### Mönsterprägling

Den mönsterpräglade\* absorptionsdynan ger bättre stabilitet och passform vilket skyddar mot läckage.

\* Gäller endast micro light, micro & mini



MoliMed är ett lättinkontinensskydd som fixeras i tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets utsida. Skyddets textila ytskikt gör det mjukt och behagligt att bära medan den mönsterpräglade ytan och grenelastiken gör det till ett säkert val. MoliMed finns i sex olika absorptionskapaciteter och erbjuder ett optimalt skydd oavsett läckagets storlek.



HARTMANN

helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 Anderstorp  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

**Material:**

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter  
Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat  
Ytskikt: Polypropen  
Elastik: Polyuretanskum  
Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Sortiment		Art.nr.	Mått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Ultra micro	🔴🔴🔴	168 627	18,5x8 cm	4 gr	65 ml	8x28 st
Micro light	🔴🔴🔴	168 132	22x10 cm	9 gr	160 ml	12x14 st
Micro	🟡🟡🟡	168 626	27x10 cm	13 gr	220 ml	12x14 st
Mini	🟢🟢🟢	168 636	26,5x11 cm	16 gr	301 ml	18x14 st
Midi	🔵🔵🔵	168 646	33,5x13 cm	21 gr	453 ml	12x14 st
Maxi	🟣🟣🟣	168 656	43x16 cm	39 gr	850 ml	12x14 st

**Fördelar:**

Air Active textilkomfort

Säkert läckageskydd

Heltäckande sortiment