

# SicSac Kräkpåse & Dispenser

## Påse för uppkastning

### Munstycke

Munstycket har en inre diameter på 11 cm och håller påsen på plats så läckage inte uppstår.



### Uppsamlingspåse

Påsen är tillverkad av tålig plast och rymmer ca 1 500 ml.

### Fyra skåror

I plastringens nedre kant finns fyra skåror som gör tillslutningen av påsen enkel och säker.

### Dispenser

SicSac Dispenser monteras enkelt på väggen för att göra påsen lättillgänglig. Den större modellen rymmer ca 50 st påsar och den mindre ca 25 st.



**SicSac Kräkpåse är avsedd för uppkastning. Påsen förhindrar stänk och spill och minimerar smittspridningen. SicSac Kräkpåse rymmer ca 1 500 ml.**

SicSac finns även förpackad i 5-pack.

Med hjälp av SicSac Dispenser är påsen alltid lättillgänglig.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

**Material:**

SicSac Kräkpåse  
Påse 100% Polyeten  
Ring 100% Polypropen

SicSac Dispenser  
Vitlackerad järnplåt

**Tvättanvisning:**

SicSac Dispenser torkas ren med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.

Sortiment	Art.nr.	Volym	Förp.
SicSac Kräkpåse	999 586	1 500 ml	6x50 st
SicSac Kräkpåse 5-pack	999 576	1 500 ml	24x5 st
SicSac Dispenser stor	999 587	50 st	1 st
SicSac Dispenser liten	10 519	25 st	1 st

## Fördelar:

Enkel att använda

Minimerar risken för stänk  
och spill

Mer tid för vård och omsorg

Kostnadseffektiv lösning