



Foliodrape® Comfort

Operationshanddukar och operationslakan,
3-lagers





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se


Foliodrape® Comfort operationshandduk och operationslakan

Det mjuka 3-lagers materialet har unika barriäregenskaper som säkerställer vätske- och sterilitetskontroll under operationen. Materialet i Foliodrape Comfort operationshanddukar och lakan är högkvalitativt, slitstarkt och behagligt med hög absorptionskapacitet och lågt fibersläpp. Operationshanddukarna och operationslakanen finns med eller utan klisterkant. Uppfyller High performance enligt EN 13795.




Sortiment

Foliodrape® Comfort operationshanddukar och operationslakan



Mått	Art.nr.	AFP	TFP
50 x 50 cm	251 302	90 st	4 AFP
45 x 75 cm	251 305	60 st	4 AFP
75 x 90 cm	251 312	30 st	4 AFP
100 x 150 cm	251 220	20 st	2 AFP
150 x 175 cm	251 223	12 st	2 AFP
150 x 240 cm	251 225	8 st	2 AFP

Foliodrape® Comfort operationshanddukar och operationslakan, häftande



50 x 50 cm	252 302	80 st	4 AFP
45 x 75 cm	252 305	50 st	4 AFP
75 x 75 cm	252 310	30 st	4 AFP
75 x 75 cm	252 350	15 x 2 st	4 AFP
75 x 90 cm	252 312	30 st	4 AFP
150 x 175 cm	252 223	9 st	2 AFP
150 x 240 cm	252 225	8 st	2 AFP
170 x 300 cm	252 256	5 st	2 AFP

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Lågt fibersläpp

Hög materialstyrka

Många användningsområden